

レンズはあなたの目のよきパートナーです。
レンズの性質をよく理解して快適にお使いください。

手が汚れたら
洗って拭く。
メガネレンズも
賛成です。




メガネのお手入れで 注意することは？

毎日使うメガネは、いつもキレイにしておきたいものですね。
気を付けたいのが、汚れは専用のメガネ拭きで拭き取ること。
そして過度に汚れたり、砂やホコリなどの付着物があるときは、
まず水洗いをしてから拭き取りましょう。
ゴシゴシと力を込めて拭き取る方がいますが、
プラスチックレンズの場合は、
サンドイッチを持つくらいの力で軽く拭いてください。

硬い異物が付いている状態でふきとると
「キズ」や「ハガレ」の原因になります。


■ 硬い異物によるキズ



お手入れのポイントは
サンドイッチをつかむ
ソフトな感じで!



■ コートのハガレ



多数のキズやクラックが入ったレンズに水分や
化学製品・薬品が浸入するとコートのハガレの原因になります。
キズつく前にきちんとしたお手入れを。

※掲載写真はレンズの状態をご理解いただくための一例です。